

HobbyFarm

Via Milano 139-13900 Biella
(Italy)



info@hobbyfarm.it

APIVAR

Principio attivo: amitraz

Non ammesso in apicoltura biologica

Non necessita di blocco di covata

Proteggere pelle ed occhi con dispositivi di sicurezza

Si tratta di una busta contenente 10 strisce adatte

al trattamento di 5 arnie (2 strisce per arnia). Le

strisce si presentano in un unico blocco da 2 e per

separarle serve tirare lungo la linea tratteggiata.

La somministrazione consiste nell'inserire due

strisce verticalmente rispetto ai telaini a cui

rimangono aggrappate tramite una linguetta, le

strisce si dispongono ai due angoli estremi dell'arnia

saltando 2/3 telaini per lato. Va lasciato agire per

6/8 settimane massimo e poi rimosse e con

temperature massime diurne non superiori ai 15°C.

Per il trattamento di un nucleo è sufficiente una sola

striscia posizionata al centro dell'alveare. Per

prevenire il fenomeno della resistenza alla varroa

sarebbe buona regola alternarlo con altri principi

attivi